

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**Zadanie nr 1 - Środki do dezynfekcji endoskopów**

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Pojemność	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent / Nr katalogowy	Nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1	Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracji. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1-3 minut. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny.	litry	2	40			8%				
2	Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego, kwasu octowego i nadtlenku wodoru. Przeznaczony do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 3, oraz preparatem myjącym z Poz. 4 (ten sam producent). Opakowanie 5L. Wyrób medyczny kl. IIb	litry	2 x 5 l	12			8%				
3	Aktywator na bazie wodorotlenku potasu, fosforanów, inhibitorów korozji. Przeznaczony do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2, oraz preparatem myjącym z Poz. 4 (ten sam producent). Opakowanie 5L. Wyrób medyczny kl. IIb	litry	2 x 5 l	12			8%				

4	Preparat myjący (enzymatyczny) do maszynowego, termicznego oraz chemiczno-termicznego mycia wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oraz oprzyrządowania endoskopowego. Płynny w koncentracji. Zawierający enzymy, polikarboksylany, inhibitory korozji, niejonowe związki powierzchniowo czynne. Gęstość (20°C): 1,1g/cm3. Wartość pH koncentratu ok. 11,0. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,5% (w zakresie temperatur 35°C - 55°C). Kompatybilny z preparatem z Poz. 2 i 3 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I.	litry	5 l	24			8%				
	RAZEM										