

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Zadanie nr 1 - Środki do dezynfekcji endoskopów**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedn. miary | Pojemność | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent / Nr katalogowy | Nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracji. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1-3 minut. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%.<br>Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny.                            | litry       | 2         | 40    |                  |               | 8%    |                |                |                           |                                                    |
| 2   | Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego, kwasu octowego i nadtlenku wodoru. Przeznaczony do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2, oraz preparatem myjącym z Poz. 1 (ten sam producent). Opakowanie 5L. Wyrób medyczny kl. IIb                       | litry       | 2 x 5 l   | 12    |                  |               | 8%    |                |                |                           |                                                    |
| 3   | Aktywator na bazie nadtlenku wodoru, fosforanów, inhibitorów korozji oraz związków powierzchniowo czynnych. Przeznaczony do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 3, oraz preparatem myjącym z Poz. 1 (ten sam producent). Opakowanie 5L. Wyrób medyczny kl. IIb | litry       | 2 x 5 l   | 12    |                  |               | 8%    |                |                |                           |                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |    |  |  |    |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--|--|----|--|--|--|--|
| 4 | Preparat myjący (enzymatyczny) do maszynowego, termicznego oraz chemiczno-termicznego mycia wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oraz oprzyrządowania endoskopowego. Płynny w koncentracji. Zawierający enzymy, polikarboksylany, inhibitory korozji, niejonowe związki powierzchniowo czynne. Gęstość (20°C): 1,1g/cm3. Wartość pH koncentratu ok. 11,0. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,5% (w zakresie temperatur 35°C - 55°C). Kompatybilny z preparatem z Poz. 2 i 3 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. | litry | 5 l | 24 |  |  | 8% |  |  |  |  |
|   | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |    |  |  |    |  |  |  |  |