

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 10 Zestawy pooperacyjne

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	nr strony oferty na której znajduje się opis
1	Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer/ STANDARD/ o średnicy końcówki wew/zew = 4,6/6,5mm (20CH) , długość 155 mm <u>z kontrolą siły odsysania</u> . Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony , z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylne, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylne - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia-papier i wewnętrzne folia.	szt.	1 000							
2	Zestaw do odsysania z rączką typu Pinpoint / CIENKA/ w ergonomicznym kształcie o dł. ssącej 155 mm, średnicy końcówki wew/zew = 2,6/4,6mm (12CH) , <u>z kontrolą siły odsysania</u> . Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony, z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylne, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylne - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia-papier i wewnętrzne folia.	szt.	500							

3	Zamknięty, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier system niskociśnieniowy do drenażu ran, stały poziom podciśnienia, komora ciśnieniowa 300 ml wytwarzająca podciśnienie 125 mm Hg wyposażona w dwie zastawki antyreflukcyjne oraz skalę do dokładnego pomiaru drenażu, odłączanego worka o pojemności 600 ml oraz drenu o długości 1050 mm, z uniwersalnym łącznikiem do drenów Ulmera o rozmiarach od CH 10 do CH 18. Łączna pojemność 900 ml z możliwością rozbudowy o dodatkowe worki 600 ml.	szt.	800							
4	Dren Ulmera - dokładna perforacja, otwory różnej wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji długość 500 mm, nitka radiacyjna na całej długości, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, sterylne CH 10 - CH18.	szt.	1 200							
5	Uniwersalny łącznik Y do drenów od CH 06 do CH 18, sterylne, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier.	szt.	800							
6	Worek dodatkowy do zamkniętego systemu do odsysania ran pooperacyjnych opak. 600 ml.	szt.	100							
7	Zestaw do drenażu niskociśnieniowego (butelka harmonijka 400 ml) oraz dren Ulmera z łącznikiem plastikowym oraz uszczelką.	szt.	500							

8	Butelka harmonijkowa do zestawu drenażu niskociśnieniowego o pojemności 100 ml, zapewnia początkowe podciśnienie na poziomie 140mmHg.	szt.	500							
9	Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu yakauer / STANDARD/ o wew. średnicy końcówki 4,5-6,5mm (20CH) , długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontrolą siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia-papier i wewnętrzne folia.	szt.	500							
10	Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu pin-point / CIEŃKA / o wew. średnicy końcówki 2,6-4,6 mm (12CH), długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontrolą siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia-papier i wewnętrzne folia.	szt.	500							
11	Dren do odsysania pola operacyjnego długości 210 cm., 24 CH z elastycznego PCV, z obu stron zabezpieczenie antyzłamaniowe. Uniwersalny docinany łącznik dowszystkich typów ssaków w zakresie 8-18 CH. Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia . Sterylny	szt.	500							

12	Dren o uniwersalnej końcówce z jednej strony o średnicy 8-18 mm z obydwu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe, o średnicy wewnętrznego przepływu 24 CH, dł. drenu 350 cm, sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia.	szt.	100							
13	Zestaw niskociśnieniowy do drenażu małych ran - typu MINI , - bezlateksowy , z mieszkiem o pojemności 30 ml zapewniającym początkowe podciśnienie na poziomie 80 mmHg, w zestawie dren z trokarem w rozmiarach 6 CH i 8 CH do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	500							
14	Opatrunek do mocowania drenów przezskórnych – bez podszywania . Czas utrzymywania 5-7 dni. Opatrunek z warstwą hydrokoloidu , wchłaniającego wilgoć – osusza miejsce wyjścia drenu. Pianka do podparcia cewnika zabezpiecza dren przed załamaniem .Dwie wielkość do wyboru. - dla drenów w rozmiarach 12CH – 22CH , - dla drenów w rozmiarach 5CH-14CH	szt.	1 000							
	RAZEM									

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

