

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 7 Wentylowane urządzenie do pobierania leków

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	nr strony oferty na której znajduje się opis
1	Wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (<i>do użycia do 7 dni po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi</i>); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 3 Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 5 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny.	szt.	1500							
2	Wentylowane urządzenie do pobierania leków, uniwersalne zawierające: filtr o wielkości porów 0,5 µm; zawór bezigłowy (<i>do użycia do 100 podań po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi</i>); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 3. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny	szt.	2800							

3	Wentylowane urządzenie do pobierania leków, uniwersalne zawierające: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (<i>do użycia do 100 podań po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi</i>); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 3. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny	szt.	2700							
4	Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luerlock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0,12 ml z osłonką końcówki luer-lock. Do wielokrotnego użycia min. 50 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji -potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny. Apirogenny.	szt.	3800							
RAZEM										

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.